

## IT: Guttaperca

Sono realizzati con misure specifiche per l'otturazione di canali preparati con gli strumenti Mtwo.

La gamma comprende:

- coni Mtwo Gutta con calibri crescenti da 020 a 060 con la conicità degli strumenti Mtwo corrispondenti per l'otturazione di tipo verticale con tecnica dell'onda continua di condensazione (ad es. in combinazione con EQ-V); sono cilindrici a partire dal 13° mm;
- coni Mtwo Apical Gutta, impiegati per l'otturazione del terzo apicale successivamente alla rifinitura
- apicale con gli appositi strumenti Mtwo Apical.



Codice	Descrizione
<b>M2GP-KIT</b>	Kit coni di Guttaperca assortiti, nelle mis. 20/.06, 25/.06, 30/.05, 35/.04, 100 pz.
<b>M2GP-20</b>	Mtwo Gutta 20/.06, 100 pz.
<b>M2GP-2505</b>	Mtwo Gutta 25/.05, 100 pz.
<b>M2GP-25</b>	Mtwo Gutta 25/.06, 100 pz.
<b>M2GP-30</b>	Mtwo Gutta 30/.05, 100 pz.
<b>M2GP-3006</b>	Mtwo Gutta 30/.06, 100 pz.
<b>M2GP-35</b>	Mtwo Gutta 35/.04, 100 pz.
<b>M2GP-3506</b>	Mtwo Gutta 35/.06, 100 pz.
<b>M2GP-4003</b>	Mtwo Gutta 40/.03, 100 pz.
<b>M2GP-4004</b>	Mtwo Gutta 40/.04, 100 pz.
<b>M2GP-4503</b>	Mtwo Gutta 45/.03, 100 pz.
<b>M2GP-4504</b>	Mtwo Gutta 45/.04, 100 pz.
<b>M2GP-4006</b>	Mtwo Gutta 40/.06, 100 pz.
<b>M2GP-5003</b>	Mtwo Gutta 50/.03, 100 pz.
<b>M2GP-5004</b>	Mtwo Gutta 50/.04, 100 pz.
<b>M2GP-6002</b>	Mtwo Gutta 60/.02, 100 pz.
<b>M2GP-6004</b>	Mtwo Gutta 60/.04, 100 pz.
<b>M2GP-A1</b>	Mtwo Apical Gutta, misura 1, 100 pz.
<b>M2GP-A2</b>	Mtwo Apical Gutta, misura 2, 100 pz.
<b>M2GP-A3</b>	Mtwo Apical Gutta, misura 3, 100 pz.